

HÖRLUCHS®



HÖRSYSTEM-OTOPLASTIKEN

„SEIT ICH EINE OTOPLASTIK HABE, VERSTEHE ICH BESSER.“

HÖRSYSTEM-OTOPLASTIKEN

DIE PERFEKTE VERSORGUNG

Eine **Otoplastik** ist ein Ohrpassstück, das genau an Ihr Ohr angepasst und mit dem **Hörgerät** verbunden wird. Mit Hilfe einer maßangepassten Otoplastik können Sie die volle Leistung Ihres Hörgerätes abrufen. Sie ist daher ein elementarer Baustein, mit dem Sie die **Freude am Hören** zurückerhalten.

Hörakustiker nehmen eine exakte Abformung Ihrer Ohren – so kann Hörluchs® Ihre Ohrpassstücke perfekt maßangepasst anfertigen.



SCHON GEWUSST?

Otoplastiken werden von der Krankenkasse bezuschusst.



VORTEILE VON OTOPLASTIKEN

- ✓ Definierter Sitz im Ohr (kein Verrutschen)
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Weniger akustische Rückkopplung
- ✓ Sehr ästhetisch & unauffällig
- ✓ Optimale Schallweiterleitung



ALLE VORTEILE VON
OTOPLASTIKEN
ONLINE ENTDECKEN!



OTOPLASTIK STATT SCHIRMCHEN

DER VERGLEICH


Eine erfolgreiche Hörgeräte-Versorgung hängt von vielen Faktoren ab. Ein häufig unterschätzter Faktor sind maßangepasste Otoplastiken.

Die Aufgabe einer Otoplastik kann man mit den Reifen eines Autos vergleichen: Hat ein Auto Holzräder, kann es die PS nicht auf die Straße bringen. In der Kurve können Sie sich kaum auf der Straße halten – Fahrsicherheitssysteme wie ABS können nicht genutzt werden. **Bei einem Hörsystem ohne angepasste Otoplastik kann die Leistung ähnlich eingeschränkt sein!**

Vor allem in Umgebungen mit hohem Kommunikationsanteil wird das zum Problem – hier ist die Leistung Ihres Hörsystems besonders wichtig.


Moderne Hörsysteme können Störschall filtern, Sprache besonders hervorheben und exaktes Richtungshören ermöglichen. Entscheidend ist aber, dass die Schallinformation des Hörsystems mit der benötigten Intensität am Trommelfell ankommt. Nur dann werden Informationen richtig verstanden.

SPRACHVERSTEHEN IM VERGLEICH



HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHREM HÖRSYSTEM!

Signal



Hörsystem


bearbeitet Sprache
und Störlärm gezielt.

Störlärm




Otoplastik

sorgt für einen definierten Sitz
mit optimaler Schallweiterleitung.



MIT OTOPLASTIK

Die Otoplastik dämmt eingehenden Störlärm. Das Hörsystem kann Sprache und Nutzinformation optimal weiterleiten. So holen Sie das Beste aus Ihrem Hörsystem!



MIT SCHIRMCHEN

Der Störlärm dringt ungehindert ein und überlagert das Sprachsignal. Der undefinierte Sitz beeinträchtigt die Signalabgabe stark. Das Hörsystem kann seine volle Leistung nicht erbringen.

DIE MEINUNG VOM FACHARZT



Dr. med. Jürgen Palm
Facharzt für HNO-
Heilkunde & Allergologie

„ Ich trage
OTOPLASTIKEN
aus **3D TITAN** „



„Wenn wir HNO-Ärzte an Ohren oder Gehörgänge denken, steht dies oft im Zusammenhang mit Entzündungen. Somit ist für uns die ausreichende Belüftung des Gehörgangs bei Patienten äußerst wichtig. Bei einer Hörgeräte-Versorgung hingegen rücken zusätzlich die audiologischen sowie physikalischen Gesichtspunkte in den Mittelpunkt.

Das Hörprofil eines jeden Patienten ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Durch meine langjährige Erfahrung weiß ich, dass bei einer Hörgeräte-Versorgung ein qualitativ hochwertiges und auf den Hörverlust abgestimmtes Ohrpassstück wesentlich zum Hörerfolg beiträgt.

Man kann sogar sagen, dass die Leistungsmerkmale eines modernen Hörgerätes erst dann richtig wirken, wenn die Schallweiterleitung des Hörgerätes entsprechend an das Trommelfell gelangt.

Seitdem es Otoplastiken aus Titan gibt, sind nicht nur die physikalischen Voraussetzungen erfüllt, sondern der Träger profitiert zusätzlich von einem hauchdünnen, hypoallergenen High-End-Material. Es verhindert weitestgehend Entzündungen oder sonstige Irritationen im Gehörgang.“

Jürgen Palm

Dr. med. Jürgen Palm

TITAN-OTOPLASTIKEN

DIE BESTE MEDIZINISCHE VERSORGUNG

Titan wird durch seine besonderen Eigenschaften in der **modernen Medizin** eingesetzt. Es ist hypoallergen, antibakteriell, höchst hygienisch, hautfreundlich und biokompatibel.

Lassen Sie sich jetzt beraten und profitieren Sie von den vielen Vorteilen einer Titan-Otoplastik – der wahrscheinlich besten Otoplastik der Welt.



Sehr stabil & extrem leicht



Leicht zu reinigen



Hypoallergen & antibakteriell



Kein Vergilben der Otoplastik



Verringert die Cerumenbildung

EINE ENTSCHEIDUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Schirmchen und Otoplastiken aus herkömmlichen Materialien werden **bereits nach kurzer Zeit** von Ohrenschmalz angegriffen. Sie können dadurch vergilben, die Hygiene im Ohr nimmt rapide ab.

Titan-Otoplastiken hingegen bleiben augenscheinlich makellos und sorgen auf Dauer **für eine hypoallergene Umgebung** im Gehörgang.

Otoplastik aus herkömmlichen Materialien



Otoplastik aus hochwertigem Titan

FARBIGES TITAN UND STRASSSTEINE

Mit den **farbigen Otoplastiken** und **Strasssteinen** kann das High-Tech-Material individuell an das Hörgerät angepasst werden – dem persönlichen Geschmack sind kaum Grenzen gesetzt.

- ✓ Vielfältige Möglichkeiten der Anpassung
- ✓ Veredelung mit Strasssteinen
- ✓ Optisch sehr ansprechend
- ✓ Matte oder polierte Oberfläche
- ✓ Polierte Variante auch in 5 stylischen Farben



VERBESSERTE LEBENSQUALITÄT FEEDBACK EINES TITAN-TRÄGERS



REINHARD KRONEMEYER

Hörgeräte-Träger

“ Seit 1996 trage ich Hörgeräte. Ich hatte immer große Probleme: Die Stützringe sind gebrochen, ich hatte allergische Reaktionen und entzündete Gehörgänge. Das ständige Pfeifen im Hörgerät und der unangenehme Geruch haben mich extrem gestört. Godl Hörakustik hat mir daraufhin Titan-Otoplastiken empfohlen. Ich war sofort absolut angetan davon!

Die Titan-Ohrstücke lassen sich deutlich einfacher reinigen und meine Gehörgänge entzünden sich nicht mehr. Es gibt keine Rückkopplung mehr und Musik klingt deutlich transparenter. Man kann sie leichter einsetzen und der Tragekomfort ist hervorragend. Auch entstehen keine unangenehmen Gerüche mehr. Mit den Titan-Otoplastiken hat sich meine Lebensqualität deutlich verbessert. ”

Ihr Hörluchs® Partnerhändler vor Ort:

HÖRLUCHS® 
MADE IN GERMANY

HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG

Bergseestraße 10 · 91217 Hersbruck · Deutschland

Tel. +49 (0)9151 90886-0

Fax +49 (0)9151 90886-27

Mail: info@hoerluchs.com



Vi.S.d.P.: Thomas Meyer, Geschäftsführer & Inhaber

Bildnachweis: Hörluchs®, Reinhard Kronemeyer, Dr. med. Jürgen Palm

Irrtümer, Druck- oder andere Fehler sind vorbehalten und Hörluchs®

übernimmt keine Haftung. Art.-Nr.: 4242 • Version: 20231115a

HÖRLUCHS.COM